

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/soniczna-szczoteczka-do-mycia-zebow-dla-dzieci-2-12-lat-innogio-giorabbit-gio-455-pink-p-55755.html>



Soniczna szczoteczka do mycia zębów dla dzieci 2-12 lat Innogio GIORabbit GIO-455 Pink

Cena	97,50 zł
Cena poprzednia	108,30 zł
Numer katalogowy	Szczotka dla dziecka do mycia ząbków
Kod EAN	5904405021545
Producent	InnoGio

Opis produktu

Szczoteczka soniczna GIORabbit została zaprojektowana z myślą o delikatnym czyszczeniu i ochronie rosnących zębów

Soniczna szczoteczka do zębów od InnoGIO dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: różowym i niebieskim. Chroni delikatne dziecięce zęby przed powstawaniem szkodliwej próchnicy i dba o zdrowie dziąseł. Wyposażona jest w dwuminutowy timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność przejścia z myciem do następnej ćwiartki łuku zębowego.

Wspomaga nawyk prawidłowego czyszczenia zębów już od najmłodszych lat

Unikalna i oryginalna trójwymiarowa powierzchnia silikonowa uchwytu jest miła w dotyku i zapewnia wygodny chwyt, a świecąca w 7 kolorach główka zachęca dzieci do sięgnięcia po szczoteczkę. Miękkie włosie główki wykonane z tworzywa DuPont, o zaokrąglonej końcówce, charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia i zużycie, co zapewnia dokładne i delikatne czyszczenie dziecięcych zębów. Kolorowo świecąca główka szczoteczki oraz uchwyt w kształcie zwierzątka sprawi, że dzieci pokochają mycie zębów i wyrobią w sobie zdrowy nawyk higieny jamy ustnej.

Silikonowa powierzchnia

Unikalna i oryginalna trójwymiarowa powierzchnia silikonowa uchwytu jest miła w dotyku i zapewnia wygodny chwyt, przez co mycie ząbków małą rączką jest łatwiejsze.

Stopień IPX7

Urządzenie posiada stopień wodoodporności IPX7, co powoduje, że może być całkowicie zanurzone w wodzie — można myć zęby nawet podczas kąpieli.

SZCZOTECZKA SONICZNA DO ZĘBÓW DLA DZIECI GIORabbit

- Przeznaczona dla dzieci od 2 do 12 lat.
- Wodoodporna.
- Cztery tryby pracy.
- 30-sekundowe interwały.
- Funkcja pamięci.
- Zasilana 1xAAA.
- Na jednej baterii działa 3 miesiące.
- W zestawie wymienna główka do szczoteczki.
- 2-minutowy czasomierz.
- Wielkość główki dostosowana dla dzieci w wieku do 12 lat.
- Silikonowa powierzchnia.
- Silikonowa rączka zapobiega wyslizgnięciu się szczoteczki.
- Główka szczoteczki podświetla się na 7 kolorów.
- Certyfikat RoHS.
- Certyfikat CE.
- Szczoteczka jest zasilana bateryjnie.

-
- Lekka i ergonomiczna rączka ułatwia dzieciom start z samodzielną higieną jamy ustnej.

Użytkowanie szczoteczki

- Wyciśnij pastę do zębów na szczotkę.
- Umieść szczoteczkę w ustach.
- Aby wybrać odpowiedni tryb, naciśnij delikatnie przycisk zasilania. Zostanie uruchomiony licznik czasu odmierzający 2 minuty – co 30 sekund nastąpi 0,5 sekundowa przerwa pomiędzy podświetleniem a zgaszeniem podświetlenia, by przypomnieć o zmianie obszaru jamy ustnej. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
- Myj zęby zgodnie z zaleceniami: każdy obszar jamy ustnej należy myć przez 30 sekund.
- Wypłucz usta wodą. Po myciu zębów opłucz szczoteczkę pod wodą.

Funkcje:

Posiada 4 zaprogramowane tryby mocy, które wspomogą prawidłowe mycie zębów w każdym wieku:

- Tryb pierwszy – 7 kolorów: po włączeniu tego trybu szczoteczka podświetli się na różne kolory, kolejno: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy; interwał pomiędzy poszczególnymi kolorami wynosi 0,5 sekund (bez wibracji), podświetlanie trwa 1 minutę. Tryb ten polecany jest dla dzieci, które są wrażliwe na wibracje.
- Tryb drugi – Delikatne szczotkowanie: podświetlenie nie zmieni się i będzie włączone przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 2-5 lat.
- Tryb trzeci – Standardowe szczotkowanie: podświetlenie zmieni się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 5-8 lat.
- Tryb czwarty – Mocne szczotkowanie: podświetlenie zmieni się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Zawartość opakowania:

- Szczoteczka do zębów
- Wymienna główka szczoteczki 2szt
- Instrukcja