

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/termofor-z-pestek-wisni-dla-dzieci-na-bol-i-kolke-bocioland-gwiazdki-okragly-maly-p-37251.html>



## Termofor z pestek wiśni dla dzieci na ból i kolkę Bocioland GWIAZDKI okrągły mały

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Cena      | <b>12,93 zł</b>  |
| Producent | <b>Bocioland</b> |

### Opis produktu

Termofor z Pestek Wiśni - Wiśniowa Poduszka PRODUKT POLSKI

Termofory z pestkami wiśni - wiśniowe poduszki - służą do schładzania lub rozgrzewania miejsc dolegliwości, a stosowanie ich nie niesie ze sobą ryzyka poparzeń, odmrożeń, zatrucia substancją wypełniającą termofor, ani też wystąpienia alergicznych zmian skórnych.

Są całkowicie bezpieczne!

Materiały użyte do produkcji termoforów marki BOCIOLAND są najwyższej jakości.

Zawsze są 100% bawełną i podlegają ścisłej selekcji.

Pestki wiśni natomiast są idealnie wyczyszczone, nieuszkodzone i pochodzą z polskich upraw.

Stosowanie termoforów z pestek wiśni, czyli wiśniowych poduszek, marki BOCIOLAND nie niesie ze sobą ryzyka poparzeń lub odmrożeń, ani nie powoduje zamian i alergii skórnych.

Wzory, wielkość i ciężar termoforów zostały dobrane tak by były odpowiednie dla swojej grupy wiekowej oraz żeby działały tylko na wybrane partie mięśni:

Przykładowe zastosowanie jako termofor:

- kolka niemowlęca;
- wzdęcia;
- bóle mięśni;
- masaż niemowlęcia.

Przykładowe zastosowanie jako zimny kompres:

- siniaki, guzy;
- zwichnięcia;
- stłuczenia;
- gorączka.

ROZMIAR TERMOFORA: 10x10 cm

#### Sposób użycia:

- podgrzewać w mikrofalówce o mocy 300-600W max. 1 min.
- podgrzewać w piekarniku do 120°C ok. 4 min.
- podgrzewać na grzejniku (kaloryferze), aż termofor będzie wystarczająco podgrzany i ciepły
- aby uzyskać zimny okład umieścić termofor w zamrażarce na ok. 30-60 min. (w czystym i suchym woreczku foliowym)