

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/innogio-gio-605-nebulizator-gioital-mini-mesh-inhalator-membranowy-p-53131.html>



INNOGIO GIO-605 Nebulizator GIOvital Mini Mesh inhalator membranowy

Cena	138,30 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Kod EAN	5904405021200
Producent	InnoGio

Opis produktu

INNOGIO NEBULIZATOR GIOVITAL MINI MESH GIO-605

Nr katalogowy: GIO-605

EAN: 5904405021200

Bezpieczeństwo

Nebulizator membranowy GIOvital Mini Mesh jest certyfikowanym urządzeniem medycznym, który wspomaga leczenie chorób układu oddechowego takich jak astma, alergie itp. Mogą z niego korzystać zarówno osoby dorosłe jak również może być z powodzeniem stosowany do przeprowadzania inhalacji dzieciom. Urządzenie zostało przebadane w zakresie zawartości niebezpiecznych lub szkodliwych substancji i uzyskało wszelkie możliwe atesty i certyfikacje.

Skuteczność leczenia

Nebulizator umożliwia podanie choremu leków wziewnych, czyli leków w postaci rozpylonej mgiełki (aerozolu) bezpośrednio do układu oddechowego. W zależności od wielkości cząsteczek, lek taki osiada na krtani, gardle, tchawicy i oskrzelach, a najmniejsze cząsteczki potrafią dotrzeć aż do pęcherzyków płucnych. Podanie leku w takiej formie i w taki sposób zwiększa działanie terapeutyczne oraz zmniejsza działania uboczne towarzyszące podawaniu leków doustnych. Leczenie inhalacyjne to skuteczna i bezpieczna metoda leczenia, które jednak należy podjąć dopiero po konsultacji z lekarzem.

Zasada działania

Inhalator siateczkowy GIOvital Mini Mesh wykorzystuje wibrującą membranę, która przepycha lek przez siateczkę, zmieniając go w drobny aerozol. Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawia, że membrana nie nagrzewa się i struktura leku na poziomie molekularnym nie ulega zmianie. W nebulizatorze umieszczono dwustronną membranę siateczkową (mesh), która jest odporna na zapychanie, a system odwrotnego czyszczenia daje pewność, że pozostałości leków nie mieszają się ze sobą i nie wchodzi w reakcję.

Komfort użytkowania

GIOvital Mini Mesh to nebulizator membranowy o niewielkich rozmiarach, dlatego łatwo go przechowywać nawet w małym mieszkaniu. Ze względu na swoje małe wymiary jest idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących, potrzebujących nebulizacji w czasie podróży. Z powodzeniem można również zabrać go na zwykły spacer. Jego obsługa jest bardzo prosta - posiada jeden przycisk, którym szybko i łatwo uruchomimy urządzenie. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest jego bardzo cicha praca, gdyż do generowania aerozolu wykorzystywane są ultradźwięki. Wygodę użytkowania dodatkowo zapewnia podwójny system zasilania nebulizatora. Może on pracować na bateriach dołączonych do urządzenia lub może być zasilany przez port micro USB za pomocą kabla znajdującego się w zestawie. O konieczności wymiany baterii poinformuje nas migająca wbudowana dioda.

Funkcjonalność

Nebulizator GIOvital Mini Mesh jest urządzeniem uniwersalnym i łatwym w obsłudze. Jego bogate wyposażenie umożliwia korzystanie z urządzenia przez całą rodzinę. Miękkie maseczki w dwóch rozmiarach gwarantują właściwe dopasowanie i

komfort. Wydajny system nebulizacji skutecznie rozpyla podany lek skracając w ten sposób czas inhalacji. Pojemnik na lek posiada wyznacznik 8 ml, aby ułatwić odpowiednie dozowanie lekarstw. Precyzyjność urządzenia powoduje, że zaaplikowany lek jest w pełni wykorzystany i jego resztki nie pozostają w nebulizatorze po zakończeniu inhalacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych inhalatorów sprężarkowych nebulizator membranowy nie wymaga podłączenia dodatkowych akcesoriów takich jak wężyk czy pojemnik do nebulizacji. Urządzenie po włożeniu baterii czy podłączeniu do zasilania kablem USB jest od razu gotowe do użycia i wystarczy tylko włączyć do wbudowanego pojemnika do nebulizacji odpowiedni lek.

Wyposażenie urządzenia

Wraz z nebulizatorem otrzymujecie Państwo pełny zestaw akcesoriów w skład którego wchodzi: maska dla dzieci, maska dla dorosłych, ustnik, pojemnik do nebulizacji.

Specyfikacja

Dane Techniczne

- Rodzaj- nebulizator membranowy
- Rodzaj zasilania- bateryjne oraz sieciowe (USB)
- Konstrukcja- urządzenie elektryczne, kompaktowe
- Tryb pracy- praca ciągła
- Wymiary urządzenia (mm)- 35 x 105 x 65
- Waga urządzenia (g)- 77 g (bez baterii)
- Warunki pracy- temperatura: -20°C - 40°C, wilgotność 30%-85%
- Źródło zasilania- 2 baterie alkaliczne 1.5 V AA, micro USB (5V)
- Zużycie energii- ok 2 W
- Częstotliwość wibracji- ok 145 kHz
- Prędkość nebulizacji- $\geq 0,20$ ml / min
- Rozkład wielkości cząstki- MMAD około 5 μ m
- Pojemność pojemnika na lek- ≤ 8 ml
- Żywotność baterii- 90 minut przy użyciu 2 baterii alkalicznych AA
- Żywotność pojemnika na lek wynosi około 1 roku (w przypadku użytkowania przez 30 min dziennie)

Przed rozpoczęciem nebulizacji prosimy zapoznanie się z instrukcją posiadanego leku lub skonsultowanie się z lekarzem czy jest on odpowiedni do danego typu nebulizatora.