

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/nebulizator-controly-tlokowy-basic-zestaw-do-nebulizacji-dla-dzieci-i-doroslych-p-56438.html>



Nebulizator CONTROLY tłokowy BASIC zestaw do nebulizacji dla dzieci i dorosłych

Cena	99,98 zł
Cena poprzednia	112,32 zł
Kod EAN	5907222807026

Opis produktu

Inhalacje - zdrowy układ oddechowy

Terapia inhalacyjna to jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia i zapobiegania chorobom układu oddechowego. Lekarstwo w postaci drobnej mgiełki doskonale przenika do miejsc zapalnych, zwiększając skuteczność zabiegów nawet do 98 procent. Aby jednak leczenie było w pełni efektywne, odpowiednio dobranemu leкови powinien towarzyszyć wysokiej jakości sprzęt. W tym celu powstał NEBULIZATOR BASIC tłokowy dla dzieci i dorosłych, który łączy wysoką praktyczność z nowoczesnymi metodami działania.

Niewielki i wydajny - Nebulizator Basic

Skuteczność, bezpieczeństwo i wygoda – to cechy, które wyróżniają NEBULIZATOR BASIC tłokowy dla dzieci i dorosłych. Mimo technicznego zaawansowania całość jest niezwykle prosta w obsłudze. Pojemnik zintegrowany z aparatem oraz kompaktowe rozmiary zapewniają komfortowe użytkowanie w każdych warunkach. Nie bez znaczenia jest także cicha praca możliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnego filtra. Aparat pracuje z wydajnym, jednocylinrowym kompresorem, który zapewnia stały, silny strumień powietrza kierowany do urządzenia do nebulizacji. Pełny opis funkcji oraz najczęściej występujących problemów i sposobów zapobiegania znajduje się w instrukcji dołączonej do zestawu. Sugerujemy wnikliwe zapoznanie się z dokumentem przed pierwszym użyciem.

Uwaga. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę, tylko wtedy możliwe będzie uniknięcie infekcji krzyżowych.

Przeciwwskazania do stosowania

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli poczujesz się źle, albo poczujesz ból, natychmiast przestań go używać. W przypadku pacjentów z cukrzycą lub innymi schorzeniami, należy przed użyciem nebulizatora, skontaktować się z lekarzem. Nie używać urządzenia w przypadku wystąpienia objawów uczulenia na którykolwiek składnik zestawu.

Ryzyko związane ze stosowaniem

Nie używać sprężarki (urządzenia) lub wtyczki zasilania, gdy są mokre. Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki zasilania do gniazda elektrycznego mokrymi rękami. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka. Nie używać urządzenia, gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Przechowywać urządzenie poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Istnieje ryzyko, że ustnik lub inne małe części mogą zostać połknięte. Podczas stosowania maseczki, na twarzy mogą pozostać ślady, które znikają po jej zdjęciu.

Zawartość opakowania:

- 1 urządzenie główne (kompresor)
- 1 pojemnik do nebulizacji
- 1 przewód powietrza
- 1 maska duża – dla dorosłych
- 1 maska mała – dla dzieci
- 1 ustnik
- 2 filtry
- instrukcja obsługi

Możliwość dokupienia oddzielnie akcesoriów

Produkt objęty nowoczesną usługą serwisową "door to door"

Sprzęt objęty gwarancją przez okres wskazany na opakowaniu, która obejmuje odbiór uszkodzonego sprzętu, oraz dostawę nowego sprzętu bezpośrednio do klienta.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.