

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/bidon-ze-slomka-bbox-watermelon-arbuzowy-kubek-240ml-p-33304.html>



## Bidon ze słomką b.box Watermelon arbuzowy kubek 240ml

Cena	<b>56,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>69,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Kubeczek ze słomką BB00510</b>
Kod EAN	<b>9353965005100</b>
Producent	<b>b.box baby</b>

### Opis produktu

Przedstawiamy \*nową\*, ulepszoną wersję bidonu z unikalnie obciążoną słomką, który pozwoli twojemu maluszkowi pić do ostatniej kropelki.

Jedyny bidon na rynku, z którego dziecko może pić przechylając go do góry nogami, tak jak z butelki. Niezastąpiony kubek do picia w domu, w podróży, na spacerze. Razem z podwójną miseczką na ulubione przekąski oraz podróżnym śliniakiem stanowią świetny „posiłkowy niezbędnik”.

Specjalnie zaprojektowana szczoteczka oraz dwie dodatkowe słomki zapewniają dłuższe użycie kubka i jego dokładne czyszczenie /zestaw sprzedawany osobno/.

Nasza na nowo zaprojektowana słomka ma unikalny zawór, a wzmocniona pokrywka zapewnia łatwe picie i gwarantuje nieprzeciekalność.

Bidony dostępne są w owocowych, soczystych kolorach, z matowym wykończeniem.

Nowy kubeczek zachował wszystkie swoje dotychczasowe funkcje:

- Obciążona słomka porusza się wraz z płynem niezależnie od kąta nachylenia,
- Szczelne zamknięcie uniemożliwiające wylanie lub przeciekanie zawartości kubka,
- Wyprofilowane chwyty ułatwiające dziecku trzymanie kubka,
- Podczas mycia w zmywarce nie traci swoich właściwości,
- Wykonany z polipropylenu (PP) i silikonu,
- Pojemność: 240 ml
- Wymiary z pokrywką: 14x11x7 cm,
- Nie zawierają BPA, Ftalanów i PVC

#### Opinia neurologopedy

Kubek b.box nie jest typowym kubkiem niekapkiem, który utrwała u dzieci odruch ssania i rozleniwia mięśnie wokół ust. Sposób picia z kubka b.box jest dla dzieci mocno intuicyjny. Dzięki wąskiej, długiej, silikonowej słomce zmusza on mięśnie okrężne ust oraz poliki do intensywnej pracy.

W efekcie pozytywnie wpływa na rozwój aparatu mowy dzieci oraz przygotowuje mięśnie do późniejszego spożywania pokarmów stałych. Wymaga też dobrego ułożenia języka oraz jego intensywnej pracy wewnątrz buzi, co umożliwia dziecku ćwiczenie prawidłowego sposobu połykania.

Kubek dobrze sprawdza się u dzieci od 6 m.ż., ale może być też używany jako element codziennych ćwiczeń mięśni okrężnych ust u dzieci starszych.

Agata Brzozowska  
Neurologopeda