

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/detektor-tetna-plodu-sweetbeat-miniland-ml89304-p-41369.html>



Detektor tętna płodu sweetBeat Miniland ML89304

Cena	243,34 zł
Cena poprzednia	278,00 zł
Producent	MiniLand

Opis produktu

Detektor tętna dziecka sweetBeat, który można dzięki Bluetooth połączyć z aplikacją eMyBaby® - to najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku.

[poznaj aplikację eMyBaby](#)

Urządzenie to umożliwia nie tylko słuchanie bicia serca dziecka, ale również jego nagrywanie poprzez podłączenie do niego za pomocą Bluetooth telefonu komórkowego z aplikacją eMyBaby.

Używając **sweetBeat** nie musisz używać słuchawek, dźwięk będzie słyszalny bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Natomiast jeżeli aktualnie nie mamy dostępu do Internetu to oczywiście jest możliwość usłyszenia dźwięku bicia serca przez słuchawki (nie załączone).

Detektor ma niewielkie rozmiary, jest bardzo poręczny. Dzięki temu można mieć go zawsze przy sobie, z łatwością zmieści się do każdej torebki czy kosmetyczki umożliwiając jego użycie w każdej chwili i w każdym miejscu.

Urządzenie to wykorzystuje fale ultradźwiękowe oraz efekt Dopplera - bezpieczny i bezbolesny sposób na usłyszenie najbardziej zachwycającego dźwięku dla rodziców.

Produkt posiada Międzynarodowy Certyfikat MEDCERT.

Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC aparatury medycznej.

Cechy:

- słuchaj i nagrywaj bicie serca płodu
- od 16 tygodnia
- dodatkowe funkcje w aplikacji eMyBaby®
- Bluetooth 4.0
- dziel się nagranyymi dźwiękami dzięki aplikacji eMyBaby®
- ładowanie za pomocą microUSB

Od I trymestru

sweetBeat pozwala słuchać bicia serca Twojego dziecka już od 16 tygodnia ciąży, aż do jej zakończenia.

Dziel się tymi cudownymi dźwiękami z bliskimi!

Aplikacja eMyBaby pozwala Ci nagrywać bicie serca Twojego nienarodzonego jeszcze dziecka i dzielić się nim z bliskimi na przykład poprzez portale społecznościowe.

Dodatkowe funkcje w aplikacji eMyBaby

Aplikacja eMyBaby przygotowała cały szereg możliwości dla kobiet w ciąży - w aplikacji możesz zapisywać wszystkie dane medyczne z przebiegu ciąży, informacje związane z rozwojem dziecka, posiada również licznik skurczów, który będzie przydatny zwłaszcza pod koniec ciąży.

Mały, wygodny, z akumulatorem

Niewielki rozmiar i zakrąglony kształt sprawiają, że detektor jest wygodny i łatwy w użyciu dla mamy. Ponadto detektor jest

ładowany za pomocą dowolnego kabla microUSB.

Żel przewodzący ultradźwięki

Do zakupienia osobno 250ml żelu, dzięki któremu rodzice będą mogli słuchać swojego dziecka kiedy tylko zechcą i to z najwyższą jakością.

Należy używać wyłącznie żelu do USG.

Moduł "Moja ciąża" w aplikacji eMyBaby®

Dzięki aplikacji eMyBaby® rodzice mogą w pełni cieszyć się niezwykłym doświadczeniem dzięki licznym opcjom i funkcjom.

Słuchanie bicia serca

Słuchaj tętna dziecka kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz dzięki Detektorowi tętna płodu sweetBeat®. Będziesz w stanie zobaczyć częstotliwość bicia serca na łatwym do zrozumienia wykresie i ręcznie zaznaczyć ruchy dziecka.

Twoje dźwięki

Słuchaj ponownie dźwięków bicia serca Twojego dziecka dzięki możliwości nagrywania. Podziel się nimi z rodziną i przyjaciółmi.

Dziecko

Możesz dodać zdjęcia ultrasonograficzne, dane dotyczące rozwoju dziecka i porównać je na wykresie ze standardowymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Mama

Monitoruj zmianę wagi z miesiąca na miesiąc, napięcie tętnicze, ruchy płodu oraz wysokość dna macicy.

Dokumentacja medyczna

Zapisz terminy i badania lekarskie związane z ciążą. Dzięki alarmowi w kalendarzu nie zapomnisz o żadnej wizycie.

Skurcze

Monitoruj długość trwania skurczów oraz czasu pomiędzy nimi.

Dziennik dziecka

Zapisuj i nagrywaj z dnia na dzień swoje komentarze i odczucia dotyczące ciąży i Twojego dziecka.

Ustawienia

Tvoja osobista konfiguracja.

Aplikacja eMyBaby działa na:

Android minimum: system operacyjny 2.3.3, RAM: 512MB

IOS minimum: iPhone , RAM:512MB - iPad - iPad Mini

Informacje techniczne:

- Użyta technologia: doppler
- Czas ładowania: 2.5 godziny
- Czas użycia: 3 godziny
- Zakres pomiaru: 50-120 ppm
- Precyzja: ± 2 ppm
- Baterie: 1x akumulator Li-ion 3.7 V
- Moc ultradźwięków: ≤ 10 mW / cm²
- Moc głośników: 1 W
- Zalecane użycie: od 16 tygodnia
- Stosowana częstotliwość: 2.5 MHz $\pm$ 15%
- Zgodność Bluetooth: 3.0 and 4.0
- Zakres Bluetooth: 5 m
- Wymiary (średnica x wysokość) / Waga: 8x5 cm / 75.8 g

Funkcje:

- Automatyczny wyłącznik
- Kompatybilny z aplikacją eMyBaby®
- Wykres rytmu serca
- Nagrywanie dźwięków płodu
- Odtwarzanie zarejestrowanych dźwięków
- Udostępnianie dźwięków
- Wskaźnik połączenia

-
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zawartość:

- Urządzenie sweetBeat Detektor tętna płodu
- Kabel ładowania MicroUSB do USB
- Instrukcja obsługi i gwarancja

Detektor wyposażony jest w wyjście audio jack.

Detektor tętna płodu sweetBeat to urządzenie pomocnicze, nie zastąpi regularnych wizyt u lekarza podczas ciąży. W przypadku wątpliwości lub komplikacji konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty.

Na początku użytkowania należy zawsze znaleźć najlepszą lokalizację w celu ustawienia sondy jak najbliżej serca płodu. Należy pamiętać, że moc emisji ultradźwiękowej w tym urządzeniu jest znacznie niższa aniżeli przewidują ją standardy, co sprawia, że korzystanie z tego detektora jest bezpieczniejsze dla płodu. Z tego względu, i pomimo wysokiej czułości sondy, urządzenie to jest mniej skuteczne jeśli chodzi o wykrywalność tętna. Należy zatem zapewnić sobie zawsze wykrycie najlepszej pozycji do wykrywania tętna płodu aby uzyskać możliwie największą dokładność tego pomiaru. Słuchanie bicia rytmu serca przed 16 tygodniem nie zawsze jest możliwe, zależy to od wielu czynników. Jednym z nich może być wzrost i sylwetka matki. Kobiety wysokie lub z nadwagą mogą mieć większe trudności w usłyszeniu bicia serca dziecka w pierwszych tygodniach ciąży.