

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/tommee-tippee-sangenic-pojemnik-twistclick-kosz-na-zuzyte-pieluszki-zestaw-z-12-wkladami-p-57218.html>



Tommye Tippee Sangenic pojemnik Twist&Click kosz na zużyte pieluszki zestaw z 12 wkładami

Cena	457,99 zł
Cena poprzednia	482,10 zł
Numer katalogowy	koszyk na pieluchy, pampersy
Kod EAN	5010415510051
Producent	Tommye Tippee

Opis produktu

Pojemnik na pieluchy **Twist & Click** firmy **Tommye Tippee** to jedyny system usuwania pieluch, w którym każda pielucha jest osobno zakręcana. Dzięki temu nieprzyjemne zapachy i zarazki pozostają bezpiecznie zamknięte.

Wielowarstwowa antybakteryjna folia Green jest 100 razy bardziej skuteczna niż worki na pieluchy, ponieważ zawiera Biomaster, który zabija 99% niebezpiecznych zarazków, takich jak E. coli i Staphylococcus aureus. W kontakcie z białkami zapobiega ich rozkładowi przez bakterie. Proces ten jest odpowiedzialny za wiele nieprzyjemnych zapachów. Szczelnie przylegająca pokrywa systemu usuwania pieluch Twist & Click zatrzymuje wszystkie nieprzyjemne zapachy. Zintegrowany tamper wypycha pieluchę głęboko do wiadra, dzięki czemu Twoje ręce pozostają czyste.

Każda kaseta uzupełniająca zawiera wystarczającą ilość folii antybakteryjnej na cały miesiąc użytkowania pieluch, w zależności od rozmiaru i liczby użytych pieluch. Mimo niewielkich rozmiarów, pojemnik na pieluchy Twist & Click mieści do 28 pieluch i pozwala uniknąć częstych wypraw do kosza na śmieci. Tylko folia zapewnia ochronę antybakteryjną, a nie inne składniki tego produktu.

Ze względu na ochronę środowiska, pojemnik na pieluchy Twist & Click i kasety z wkładami są wykonane w 98% z plastiku pochodzącego z recyklingu i w pełni nadającego się do ponownego przetworzenia. Wielowarstwowa antybakteryjna folia Green jest pochodzenia biologicznego i została wyprodukowana z trzciny cukrowej pozyskiwanej w sposób zrównoważony.

System usuwania pieluszek Twist & Click jest kompatybilny tylko z odpowiednimi wkładami uzupełniającymi z Tommye Tippee . Sangenic TEC & Simple e Kasety uzupełniające Sangenic nie nadają się do tego kosza na pieluchy.

Tak działa wiaderko na pieluchy:

Otwierasz pokrywę i wkładasz zużytą pieluchę do pojemnika na pieluchy, aż zostanie wyłowiona. Następnie przekręć uchwyt aż do zatrzaśnięcia. Zamknij pokrywę, gotowe!

Oto jak wymienia się kasety:

Włożyć kasety uzupełniającą i wyciągnąć część folii. Weź folię i przetłóć ją przez otwór w pojemniku na pieluchy. Następnie zdejmij pokrywę z pojemnika na pieluchy, zawiąż węzeł na folii i przymocuj ją do dołączonego haczyka. Następnie można ponownie nałożyć pokrywę i gotowe.

Oto jak opróżnić wiaderko na pieluchy:

Po zdjęciu pokrywy pojemnika na pieluchy zobaczysz łańcuch pojedynczo zapakowanych pieluch. Odwiąż węzeł z haczyka i wrzuc pieluchy do kosza na pieluchy. Następnie należy przeciągnąć przez kolejne folie, po czym przeciąć folię zintegrowanym nożykiem i zawiązać węzeł na górze, aby zamknąć zużytą folię. Użyj uchwytu do przenoszenia, aby wynieść pieluchy na zewnątrz do kosza.

Szczegóły produktu:

- Design : Biały
- Gwarantowana ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami
- Jedyny pojemnik na pieluchy, w którym każda pielucha jest wkładana osobno

-
- Wielowarstwowa antybakteryjna powłoka Green zabija 99% wszystkich zarazków
 - Bardziej przyjazny dla środowiska: o 53% mniejsza emisja CO2 w porównaniu z systemem original en Twist & Click
 - System mieści do 28 pieluch w rozmiarze 1 (2-5 kg)
 - Pokrywa jest łatwa w obsłudze i można ją otworzyć przy każdej ścianie, aby zaoszczędzić miejsce
 - Można stosować tylko kasety uzupełniające original Twist & Click
 - Pokrywa z wbudowanym tamperem

Zestaw zawiera: 1 pojemnik na zużyte pieluszki Tommee Tippee Sangenic Twist & Click oraz 12 wkładów.